


Revizyon No/Tarihi:

2.2 Elseti Çağrı Ünitesi Üretim Kılavuzu

Hastanın yatakbaşı çağrı ünitesini kullanamadığı durumlarda yatağından kalkmadan rahatlıkla çağrı işlemini ya da opsiyonel olarak aydınlatma kontrol işlemini sağlamak amacıyla elle tutulabilecek ergonomik yapıda tasarlanmış ve üretilmiş hemşire çağrı sistemi parçasıdır.

PCB karta yüklenen yazılım : RDYNB_2016.X.Production.hex' tir.



Şekil 1:Cihazın ön ve arka kapağı görüntüsü.(RND 21- RND 22) **Şekil 2:** PCB kartının görüntüsü.



Şekil 3:PCB kartı arka kapağa yerleştirilir.



Şekil 4: Cihaz kablo bağlantısı yapılır.

Revizyon No/Tarihi:



Şekil 5:Kablo esnekliği için gromet eklenir.




Şekil 6: Ön ve arka kapak görüntüsü. (RND 19)



Şekil 7: Ön ve arka kapak montajı yapılır.



Şekil8:Cihazın tamamlanmış görüntüsü..



Şekil 9: El seti montaj aparatı eklenir.(RND 20)



Şekil 10: Ürün teste hazırdır.